


Jedná se o vysoce citlivý imunochemický test pro stanovení množství lidského hemoglobinu ve stolici, který je vyhodnocen speciálním přístrojem. Tento test je určen pro vyloučení krvácení do střeva. Pro zvýšení přesnosti vyšetření se test provádí ze **tří různých odběrů**.

1
Před Odběrem: Označte zkumavku přiloženým štítkem a označte datem odběru.


Odběr vzorku provádějte v čistém a suchém prostředí. Držte zkumavku ve **svislé poloze** **zeleným uzávěrem nahoru** po celou dobu odběru!




2
Otevřete zelený uzávěr vybavený tenkým hrotem.




3
Vlastní odběr vzorku stolice:
Pomocí hrotu odeberte část vzorku ze 3 různých míst.
Nezasouvat odběrový hrot **do konečníku**.



4
Odstraňte přebytečný vzorek stolice z hrotu papírovým ubrouskem. **Množství, které ulpí v drážkách je dostatečné!**



5
Vložte uzávěr s hrotem do zkumavky. Pevně utáhněte. Už znovu neotvírejte. Odběrovou nádobku **uložte do chladničky**. Pokud budete vzorky uchovávat déle než **1 týden**, uložte je do **mrazničky**, kde mohou být **až 1 měsíc**.



6
Postup **opakujte při další stolici** (např. následující den apod.) s dalšími dvěma odběrovými nádobkami.

Vzorky **přineste do preventivní ambulance** na vaše plánované vyšetření, při odesílání adresa je uvedena níže.

V případě dotazů či nejasností využijte uvedená telefonní čísla.

Výsledek testu bude ve Vaší dokumentaci. Při pozitivitě testu budete pozváni k dalšímu došetření.

Adresa: Preventivní ambulance

Masarykův onkologický ústav, Masarykův pavilon

Žlutý kopec 7, 656 53 Brno

Tel: 543136715 (laboratoř)

543136136 (preventivní ambulance)